









CATÁLOGO


MASTER MEDIKAL

SENSOR DE
OXIMETRIA

Tabela de Modelos de Sensores de Oximetria:

Tipo do Sensor	A	SA	Y	P	SP	SI
Foto do Sensor						
Descrição	Clipe de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Soft de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Universal Reutilizável (Indicado para acima de 1kg)	Clipe de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Infantil Reutilizável (Indicado para 3kg a 15kg)

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.



Site: www.mastermedikal.com






Telefone/WhatsApp: 35 3471-3682

E-mail: adm@mastermedikal.com.br

Endereço: Rua Amazonas, 141 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG








SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Biolight	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05 -MKSAR05 -MKYR05 -MKPR05 -MKSPR05 -MKSIR05	 <p>Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia</p>
Monitor Bionet	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR06 -MKSAR06 -MKYR06 -MKPR06 -MKSPR06 -MKSIR06	 <p>Tecnologia Nellcor AAMI – 7 pinos macho</p>
Monitor Choice	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR09 -MKSAR09 -MKYR09 -MKPR09 -MKSPR09 -MKSIR09	
Monitor Biolight A8 Monitor LifeMed M12	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-138 -MKSAR05-138 -MKYR05-138 -MKPR05-138 -MKSPR05-138 -MKSIR05-138	
Monitor LifeMed	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-DB9 -MKSAR05-DB9 -MKYR05-DB9 -MKPR05-DB9 -MKSPR05-DB9 -MKSIR05-DB9	 <p>Tecnologia BCI DB-9 - Macho</p>






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Fokkus	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11 -MKYR11 -MKPR11 -MKSPR11 -MKSIR11	 Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia
Monitor Contec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11-070 -MKSAR11-070 -MKYR11-070 -MKPR11-070 -MKSPR11-070 -MKSIR11-070	
Monitor Criticare	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14 -MKSAR14 -MKYR14 -MKPR14 -MKSPR14 -MKSIR14	 Tecnologia Criticare Metal 5 pinos macho
Monitor Criticare	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14-DB9 -MKSAR14-DB9 -MKYR14-DB9 -MKPR14-DB9 -MKSPR14-DB9 -MKSIR14-DB9	 Tecnologia Criticare DB-9 - Macho
Monitor Dixtal	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR18 -MKSAR18 -MKYR18 -MKPR18 -MKSPR18 -MKSIR18	 Tecnologia Novametric/Dixtal Plástico 7 pinos




SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Drager	Sensor de SpO ₂ : -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19 -MKSAR19 -MKYR19 -MKPR19 -MKSPR19 -MKSIR19	 Tecnologia Nellcor Redondo 7 pines
Monitor Drager Oximax	Sensor de SpO ₂ : -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19.OX -MKSAR19.OX -MKYR19.OX -MKPR19.OX -MKSPR19.OX -MKSIR19.OX	
Monitor Emai	Sensor de SpO ₂ : -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20 -MKSAR20 -MKYR020 -MKPR20 -MKSPR20 -MKSIR20	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho
Monitor Emai MX 600	Sensor de SpO ₂ : -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20-D -MKSAR20-D -MKYR020-D -MKPR20-D -MKSPR20-D -MKSIR20-D	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho
Monitor Datex	Sensor de SpO ₂ : -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-11 -MKSAR25-11 -MKYR25-11 -MKPR25-11 -MKSPR25-11 -MKSIR25-11	






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Trusat	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-110 -MKSAR25-110 -MKYR25-110 -MKPR25-110 -MKSPR25-110 -MKSIR25-110	 <p>Tecnologia Ohmeda DB-9 – Macho 2 guias</p>
Monitor GE Marquette	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27 -MKSAR27 -MKYR27 -MKPR27 -MKSPR27 -MKSIR27	 <p>Tecnologia Nellcor Retangular 11 pinos</p>
Monitor GE trusignal	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27-064 -MKSAR27-064 -MKYR27-064 -MKPR27-064 -MKSPR27-064 -MKSIR27-064	
Monitor GE Marquette Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX -MKSAR27.OX -MKYR27.OX -MKPR27.OX -MKSPR27.OX -MKSIR27.OX	 <p>Tecnologia Nellcor Oximax Retangular 11 pinos</p>
Monitor GE Marquette Oximax B-650	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX-OR -MKSAR27.OX-OR -MKYR27.OX-OR -MKPR27.OX-OR -MKSPR27.OX-OR -MKSIR27.OX-OR	






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor GE Dash	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27-9P -MKSAR27-9P -MKYR27-9P -MKPR27-9P -MKSPR27-9P -MKSIR27-9P	
Monitor Ohmeda	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR28 -MKSAR28 -MKYR28 -MKPR28 -MKSPR28 -MKSIR28	 Tecnologia Ohmeda Plástico 7 pinos
Monitor Goldway	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR29 -MKSAR29 -MKYR29 -MKPR29 -MKSPR29 -MKSIR29	
Monitor JG Moriya	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33 -MKSAR33 -MKYR33 -MKPR33 -MKSPR33 -MKSIR33	 Tecnologia BCI Re- del 7 pinos 1 guia
Monitor JG Moriya e DB9	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33-DB9 -MKSAR33-DB9 -MKYR33-DB9 -MKPR33-DB9 -MKSPR33-DB9 -MKSIR33-DB9	






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Mindray 311	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-311 -MKSAR43-311 -MKYR43-311 -MKPR43-311 -MKSPR43-311 -MKSIR43-311	
Monitor Mindray 314	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-314 -MKSAR43.OX-314 -MKYR43.OX-314 -MKPR43.OX-314 -MKSPR43.OX-314 -MKSIR43.OX-314	
Monitor Mindray	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-680 -MKSAR43.OX-680 -MKYR43.OX-680 -MKPR43.OX-680 -MKSPR43.OX-680 -MKSIR43.OX-680	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 6 pinos 2 guias 80°
Monitor Mindray 640	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-640 -MKSAR43-640 -MKYR43-640 -MKPR43-640 -MKSPR43-640 -MKSIR43-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°
Monitor Nellcor	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45 -MKSAR45 -MKYR45 -MKPR45 -MKSPR45 -MKSIR45	






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Nellcor Não Oximax DOC	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45-DOC -MKSAR45-DOC -MKYR45-DOC -MKPR45-DOC -MKSPR45-DOC -MKSIR45-DOC	
Monitor Nellcor Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45.OX-DB9 -MKSAR45.OX-DB9 -MKYR45.OX-DB9 -MKPR45.OX-DB9 -MKSPR45.OX-DB9 -MKSIR45.OX-DB9	
Monitor Nellcor Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45.OX-DOC -MKSAR45.OX-DOC -MKYR45.OX-DOC -MKPR45.OX-DOC -MKSPR45.OX-DOC -MKSIR45.OX-DOC	
Monitor General Medtec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR46-640 -MKSAR46-640 -MKYR46-640 -MKPR46-640 -MKSPR46-640 -MKSIR46-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°
Monitor General Medtec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR46D -MKSAR46D -MKYR46D -MKPR46D -MKSPR46D -MKSIR46D	






SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Nihon Kohden	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR47 -MKSAR47 -MKYR47 -MKPR47 -MKSPR47 -MKSIR47	
Monitor Nonim	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR48 -MKSAR48 -MKYR48 -MKPR48 -MKSPR48 -MKSIR48	
Monitor Omnimed Digital	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR50-D -MKSAR50-D -MKYR50-D -MKPR50-D -MKSPR50-D -MKSIR50-D	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Takaoka	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR52 -MKSAR52 -MKYR52 -MKPR52 -MKSPR52 -MKSIR52	 Tecnologia K.Takaoka Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Philips	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-8 -MKSAR53-8 -MKYR53-8 -MKPR53-8 -MKSPR53-8 -MKSIR53-8	 Tecnologia Nellcor Conector 8 pinos

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Philips	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-12 -MKSAR53-12 -MKYR53-12 -MKPR53-12 -MKSPR53-12 -MKSIR53-12	 Tecnologia Nellcor Conector 12 pinos
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-5P -MKSAR54-5P -MKYR54-5P -MKPR54-5P -MKSPR54-5P -MKSIR54-5P	 Tecnologia Digital Redel 5 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-6P -MKSAR54-6P -MKYR54-6P -MKPR54-6P -MKSPR54-6P -MKSIR54-6P	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-7P -MKSAR54-7P -MKYR54-7P -MKPR54-7P -MKSPR54-7P -MKSIR54-7P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 7 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-8P -MKSAR54-8P -MKYR54-8P -MKPR54-8P -MKSPR54-8P -MKSIR54-8P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 8 pinos 1 guia

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Zoll	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR59 -MKSAR59 -MKYR59 -MKPR59 -MKSPR59 -MKSIR59	 <p>Tecnologia Masimo Conector 3M</p>
Monitor Comen	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60 -MKSAR60 -MKYR60 -MKPR60 -MKSPR60 -MKSIR60	 <p>Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia</p>
Monitor Comen C50	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60-035 -MKSAR60-035 -MKYR60-035 -MKPR60-035 -MKSPR60-035 -MKSIR60-035	
Monitor World Life	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR61 -MKSAR61 -MKYR61 -MKPR61 -MKSPR61 -MKSIR61	 <p>Tecnologia BCI Re- del 6 pinos 2 guias 40°</p>
Monitor Oxyline	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR62 -MKSAR62 -MKYR62 -MKPR62 -MKSPR62 -MKSIR62	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Oxímetro de Pulso Oximaster 300	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR63 -MKSAR63 -MKYR63 -MKPR63 -MKSPR63 -MKSIR63	